

JP 일본인 대상 BTC 코드맵 AI 점검 현장 가이드

BTC 3바디 코드맵 AI v5.1 (Lite) 프로그램의 일본인 체험자 대상 현장 스크립트입니다.

📌 전체 측정 흐름 요약

1. 사전 준비 & 안내 (회원 정보 등록 및 동의)
2. 기기 & 카메라 세팅
3. 1~2단계: 정면 & 측면 신체 밸런스 (사진 촬영)
4. 3단계: 눈 감고 한 발 서기 (안전 최우선)
5. 4단계: 마트 장보기 기억력 (방해 퀴즈 및 계산)
6. 5단계: 얼굴 나이 분석 (카메라 촬영)
7. 6단계: 7코드 건강 체크 (자가 진단 설문)
8. 종합 결과 설명 & 마무리

1. 대기 등록 및 정보 입력

환영 인사

こんにちは！BTC 3ボディ 7コード AI健康体験へようこそ。

콘니치와! 비-티-시- 스리-보디 세분코-도 에이아이 켄코-타이켄에 요-코스.

이름 및 생년월일 입력 안내

測定のため、お名前と生年月日をご入力いただけますか？

소쿠테이노 타메, 오나마에토 세인넨갓피오 고뉴-료쿠 이타다케마스카?

화면의 이름(名前) 입력란과 생년월일(生年月日) 란을 손가락으로 짚어주면 이해하기 쉽습니다.

개인정보 활용 동의 유도

個人情報の収集同意にチェックをお願いします。

코진쵸-호-노 슈-슈-도-이니 체크오 오네가이시마스.

리포트 수신 방법 선택 안내

測定結果はLINEまたはSMSで受け取ることができます。どちらにしますか？

소쿠테이켓카와 라인 마타와 에스엠에스데 우케토루 코토가 데키마스. 도치라니 시마스카?



2. 카메라 세팅 및 인식

카메라 전면 서기 요청

カメラがよく認識できるように、正面の真ん中にお立ちください。

카메라가 요쿠 닌시키 데키루요-니, 쇼-멘노 만나카니 오타치쿠다사이.

로딩 중 대기 요청

システムを設定しておりますので、少々お待ちください。

시스테무오 셋테이시테오리마스노데, 쇼-쇼- 오마치쿠다사이.



3. 정면 & 측면 신체 밸런스 촬영

정면 자세 촬영

正面を向いて、ガイドラインに合わせて真っ直ぐお立ちください。

쇼-멘오 무이테, 가이드라인니 아와세테 맞스구 오타치쿠다사이.

5초 카운트다운 안내

5秒後に自動で撮影されます。ご準備ください。

고보-고니 지도-데 사츠에이사레마스. 고준비쿠다사이.

측면 자세 촬영

次は体を右に90度回して、横向きにお立ちください。

츠기와 카라다오 미기니 큐-쥬-도 마와시테, 요코무키니 오타치쿠다사이.

직접 몸을 옆으로 돌려서 자세 시범을 보여주면 이해가 더욱 빠릅니다.



4. 눈 감고 한 발 서기 균형 테스트

측정 규칙 및 준비 안내

目を閉じて片足で立ち、バランスをとるテストです。8秒後に始まります。

메오 토지테 카타아시데 타치, 바란스오 토루 테스토데스. 하치보-고니 하지마리마스.

안전 당부

もしふらついたり足が痛ければ、安全のためすぐに足を下ろしてください。

모시 후라츠이타리 아시가 이타케레바, 안젠노 타메 스구니 아시오 오로시테쿠다사이.

매우 중요합니다. 흔들리거나 다치지 않도록 옆에서 보조해 줄 준비를 하십시오.



5. 마트 장보기 기억력 (뇌 테스트)

1단계: 기억하기

今から画面に表示される商品を8個、20秒間覚えてください。

이마카라 가멘니 혼지사레루 쇼-힌오 핫코, 니쥬-보-칸 오보에테쿠다사이.

2단계: 방해 계산 퀴즈 풀기

記憶が終わると計算クイズが出ます。2問解いてください。

키오쿠가 오와루토 케이산 퀴즈가 데마스. 니몬 토이테쿠다사이.

3단계: 장바구니에 담기

先ほど覚えた8個の商品を、画面をタッチしてカートに入れてください。

사키호도 오보에타 핫코노 쇼-힌오, 가멘오 탕치시테 카-토니 이레테쿠다사이.

4단계: 합산 금액 입력하기

最後に、価格が表示されていた商品の合計金額を入力してください。

사이고니, 카카쿠가 혼지사레테이타 쇼-힌노 고-케이킨가쿠오 뉴-료쿠시테쿠다사이.



6. 얼굴 나이 분석

카메라 응시 유도

画面の円の中に顔を合わせ、カメラを見つめてください。

가멘노 엔노 나카니 카오오 아와세, 카메라오 미츠메테쿠다사이.

미소 권유

明るい笑顔を作ると、もっと良い結果が出ます！笑ってください！

아카루이 에가오오 츠쿠루토, 몰토 요이 켓카가 데마스! 와랏테쿠다사이!

양 볼에 손가락을 대어 미소 짓는 흉내를 내면서 긴장을 풀어주십시오.



7. 7코드 에너지 체크

증상 체크 유도

普段ご自身に当てはまる症状や感情を、すべて選択してください。

후단 고지신니 아테하마루 쇼-쥬-야 칸쥬-오, 스베테 센타쿠시테쿠다사이.

제출 유도

選び終わりましたら、下の「チェック完了」ボタンを押してください。

에라비오와리마시타라, 시타노 '첵쿠칸료-' 보탄오 오시테쿠다사이.



8. AI 분석 대기 및 리포트 설명

AI 분석 로딩 안내

すべての測定が終わりました！AIが分析を開始します。1分ほどかかります。

스베테노 소쿠테이가 오와리마시타! 에이아이이 가 분세키오 카이시시마스. 잇폰호도 카카리마스.

분석 완료 리포트 화면 진입

分析が完了しました。結果レポートと一緒に確認してみましょう。

분석이 완료되었습니다. 결과 레포트를 함께 확인해 보겠습니다.

작별 인사

ご体験いただき、ありがとうございました。良い一日をお過ごしください！

고타이켄이타다키, 아리가토-고자이마시타. 요이 이치니치오 오스고시쿠다사이!



돌발 상황 발생 시 비상 문구

1. 카메라 인식이 되지 않는 경우

カメラの認識がうまくいかないようです。一步後ろに下がっていただけますか？

카메라노 닌시키가 우마쿠이카나이요-데스. 잇포 우시로니 사갓테 이타다케마스카?

2. 재촬영을 진행하고 싶을 때

もう一度撮影してみます。ご準備をお願いします。

모-이치도 사츠에이 시테미마스. 고준비오 오네가이시마스.

3. 시스템 오류로 인해 대기를 요청할 때

少々お待ちいただけますか？すぐに確認いたします。

쇼-쇼- 오마치 이타다케마스카? 스구니 카쿠닌 이타시마스.

4. 대기자 발생으로 차례를 안내할 때

こちらにお名前をご記入の上、かけてお待ちください。

코치라니 오나마에오 고키뉴-노 우에, 카케테 오마치쿠다사이.